



Adottata dal DIRETTORE GENERALE in data 13 GIU. 2018 Deliberazione 1337

OGGETTO: Aggiornamento tecnologico " Ricariche Tristaple" (lotto 29) di cui alla delibera di recepimento n. 1105 del 13.07.2015 . Ditta Te.Mo.Sa .

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire da 15 GIU. 2018 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE GENERALE	Dott.ssa Graziella Pintus
Coadiuvato dal	
Direttore Amministrativo	Dott.ssa Laura Balata
Direttore Sanitario	Dott. Vinicio Atzeni

SU proposta del Servizio del Servizio Acquisti Beni e Servizi;

RICHIAMATI il Decreto Legislativo n° 502/92 e s.m.i.,
le LL.RR. n°3/09 e n° 23/2014 e s.m.i.;

PREMESSO che con deliberazione n. 1105 del 13.07.2015 è stato autorizzato il recepimento della deliberazione ASL Nuoro n. 102 del 04.02.2015 "Aggiudicazione P.A. in unione d'acquisto fornitura dispositivi di cui al gruppo H della classificazione nazionale dei dispositivi (CND) "Suture chirurgiche e suturatrici meccaniche" per il periodo di cinque anni a favore di diverse Ditte;

ACQUISITA la nota prot. n. 1187 del 28.05.2018 (All. "A" pag. 2) con la quale il Direttore del Servizio Farmacia ha trasmesso la nota della Ditta Medtronic Spa nella quale comunica la sostituzione delle ricariche Tristaple codice EGIA con le ricariche TriStaple 2.0 codici SIG in quanto superiori in termini di performance e pertanto sostituiranno la tecnologia precedente alle medesime condizioni di cui alla succitata delibera;

RITENUTO pertanto di autorizzare l'aggiornamento tecnologico proposto dalla Ditta Medtronic Spa del prodotto in argomento distribuito dalla Ditta Te.Mo.Sa;

VISTI il D.lgs. n° 163/06, e le LL. RR. n° 10/97 n° 05/07;

CON il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

%



segue deliberazione n. 1337 del 13 GIU. 2018

-2-

D E L I B E R A

1. per i motivi esplicitati in premessa, di autorizzare l'aggiornamento tecnologico delle ricariche Tristaple codice EGIA con le ricariche TriStaple 2.0 codici SIG, a favore della Ditta Te.Mo.Sa, in quanto superiori in termini di performance e pertanto sostituiranno la tecnologia precedente alle medesime condizioni di cui alla succitata delibera di recepimento n. 1105 del 13.07.2015.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Laura Balata

IL DIRETTORE SANITARIO

Dott. Vinicio Atzeni


IL DIRETTORE GENERALE

Dott.ssa Graziella Pintus

Resp. Serv. Acquisti Beni e Servizi Dott. A. Foddis

Resp. Sett. Acquisiz. Beni - P.I. Dott.ssa A.M. Marongiu

Rif vc



AO Brotzu

SC FARMACIA

ALL. A	Pag. N. 1	di Fg. 2
Sistema Sanitario Regione Sardegna		

9

Prot. 1187 del 28/5/18

NP/2018/4610

23/05/2018

URGENTE

Al Resp. SC. Serv. Acquisti Beni e Servizi

Sede

Oggetto: Aggiornamento tecnologico "Ricariche TriStaple codici EGIA con tecnologia TriStaple 2.0 codici SIG, lotto n. 29 gara RAS CND H, delibera recepimento n. 1105 del 13. 07.15 ditta TE.MO.SA.

Si invia ,per i provvedimenti di competenza, la nota della ditta Medtronic relativamente all'aggiornamento tecnologico dei prodotti di cui all'oggetto, aggiudicati alla ditta TE.MO.SA., e la mail inviata da ATS ASL Nuoro (capofila) ove sono indicati alcuni codici areas sostitutivi.

Cordiali saluti.

**Il Direttore SC Farmacia
Dr.ssa Michela Pellecchia**

Allegati: nota Ditta Medtronic

Dott. G. Sanna

Spett.le ...

Gennaio 2018

Nuova tecnologia Tri Staple 2.0 : Ricariche Tri Staple™ codici EGIA con tecnologia Tri Staple™2.0 Codici SIG.

Gentile cliente,

Nel 2011, Medtronic ha lanciato la nuova tecnologia Stapling Tri Staple™ caratterizzata da una tripla fila di punti in titanio ad **altezza differenziata** invece che uniforme, portando le performance delle suturatrici meccaniche ad un livello superiore in termini di emostasi e gestione dello spessore tissutale . Nel 2017 con l'avvento della suturatrici Powered Smart (SIGNIA™), Medtronic sviluppa l'evoluzione Smart della stessa tecnologia tecnologia Stapling che viene denominata Tri Staple™ 2.0 .

Le ricariche Tri Staple 2.0 posseggono le stesse caratteristiche della tecnologia precedente, ma vengono dotate di un sensore digitale che insieme alle nuove suturatrici **Powered Smart**, consentirà nuovi sviluppi in termini di performance cliniche e di management dello stock di magazzino .

Queste nuove ricariche , restano compatibili sia con i Manipoli EndoGia™ Ultra , che con i la nuova tecnologia Signia™ Smart Stapler in fase di lancio .

Questa lettera per informarvi che i dispositivi di nuova generazione Tri Staple™ 2.0 sostituiranno la tecnologia precedente con la seguente tabella di conversione codici sostituendo sia i codici corrispondenti nei consueti ordini di codice che nei Kit procedurali che contengono i codici interessati da questa innovazione tecnologica .

Codice Ricariche Tri Staple™	Codice Ricariche Tri Staple™ 2.0
EGIA30AVM	SIG30AVM
EGIA30AMT	SIG30AMT
EGIA30AV	SIG30AV
EGIA30CTAV	SIG30CTAV
EGIA30CTAVM	SIG30CTAVM
EGIA45CTAV	SIG45CTAV
EGIA45CTAVM	SIG45CTAVM
EGIA45CTAMT	SIG45CTAMT
EGIA60CTAVM	SIG60CTAVM
EGIA60CTAMT	SIG60CTAMT
EGIA45AXT	SIG45AXT
EGIA60AXT	SIG60AXT
Ricariche Tri Staple™ Reinforced Reload	Ricariche Tri Staple™ 2.0 Reinforced Reload
EGIATRS45AMT	SIGTRS45AMT
EGIATRS45AXT	SIGTRS45AXT
EGIATRS60AMT	SIGTRS60AMT
EGIATRS60AXT	SIGTRS60AXT

Come Medtronic Italia SPA , attraverso i colleghi della struttura commerciale Medtronic MITG Mini Invasive Therapy Group presente nella vostra regione, siamo a disposizione per offrire la massima collaborazione affinché la conversione possa avvenire nella maniera più rapida possibile.