

Determinazione Dirigenziale del Direttore della S.C. ABS

N. 2064

del 23.12.2021

Oggetto: Autorizzazione affiancamento "Piastrre paziente bipartita tipo REM per elettrochirurgia", di cui all'atto n. 1567 del 10.07.2018. Ditta Fiab. Codice CIG 7578661CE4.

PDTD/2021/2117

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire da 23.12.2021 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione

S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere

La presente Determinazione Dirigenziale prevede un impegno di spesa a carico dell'Azienda Ospedaliera Brotzu

SI NO

Il Direttore della S.C. ABS

- Vista** la deliberazione n. 589 del 15.04.2015 con la quale è stata conferita delega in diversi ambiti di attività al Direttore della S.C. Acquisti Beni e Servizi;
- Dato atto** che, con delibera n. 673 del 30.04.2020, si è provveduto ad integrare ulteriormente gli atti di competenza del Direttore della S.C. Acquisti Beni e Servizi, rispetto a quelli di cui alla deliberazione n. 589 del 15.04.2015;
- Premesso** che con atto n. 1567 del 10.07.2018 - liberamente consultabile e scaricabile dall'albo pretorio del sito www.aobrotzu.it - è stata recepita l'aggiudicazione di cui alla deliberazione n. 49 del 16.01.2018 e successive rettifiche dell'ATS Sardegna relativamente alla fornitura di Dispositivi per chirurgia mini invasiva ed elettrochirurgia (CND K), per un periodo di cinque anni;
- Considerato** che, con nota prot. n. 2136 del 01.12.2021, il Direttore della S.C. Farmacia ha richiesto l'affiancamento, proposto dalla Ditta Fiab, delle "Piastrre paziente bipartita tipo REM per elettrochirurgia" codice F7820W/V-5 alle medesime condizioni economiche delle "Piastrre paziente bipartita tipo REM per elettrochirurgia" codice F7320W/V, di cui all'atto 1567 del 10.07.2018, al fine di garantire la continuità assistenziale (All. A fg. 3);
- Ritenuto** pertanto, di dover autorizzare l'affiancamento, in favore della Ditta Fiab, delle "Piastrre paziente bipartita tipo REM per elettrochirurgia" codice F7820W/V-5 alle medesime condizioni economiche delle "Piastrre paziente bipartita tipo REM per elettrochirurgia" codice F7320W/V, di cui all'atto 1567 del 10.07.2018;

%

Segue determinazione n. 2064 del 23.12.2021

Visto

il D.Lgs n. 50/16.

D E T E R M I N A

Per i motivi esplicitati in premessa:

1. di autorizzare l'affiancamento, in favore della Ditta Fiab, delle "Piastre paziente bipartita tipo REM per elettrochirurgia" codice F7820W/V-5 alle medesime condizioni economiche delle "Piastre paziente bipartita tipo REM per elettrochirurgia" codice F7320W/V, di cui all'atto 1567 del 10.07.2018.

IL DIRETTORE DELLA S.C. A.B.S.
Avv. Federica Pillai

Resp. Sett. Acq. Beni San. e Serv./ Liq. Fatture Dott. D. Massacci

Ass. Amm.vo Dott.ssa Francesca Cutrano



ARNAS "G.Brotzu"
Azienda di rilievo nazionale ad alta specializzazione

SC FARMACIA
Direttore Dott.ssa Michela Pellecchia

1

Prot. n° 2136 del 01 /11/2021

NP/2021/10234
DEL 07/12/2021

Al Direttore Serv. Acquisti Beni e Servizi
SEDE

Oggetto: Richiesta affiancamento temporaneo "Piastrre paziente bipartita tipo REM per elettrochirurgia" Delibera 1567-2018. Ditta Fiab.

Si trasmette la nota della Ditta Fiab che propone l'affiancamento di "Piastrre paziente bipartita per elettrochirurgia", aggiudicate con Delibera 1567-2018 "Aggiudicazione in unione di acquisto fornitura dispositivi medici per chirurgia mini invasiva ed elettrochirurgia (CND K)", capofila ATS Nuoro, con prodotti analoghi e alle stesse condizioni economiche alla luce della difficoltà di approvvigionamento temporaneo da parte della Ditta.

Si chiede con la presente il recepimento di tale affiancamento temporaneo al fine di garantire la continuità assistenziale.

Si allega la richiesta della Ditta e le schede tecniche dei prodotti proposti in affiancamento.

Cordialmente,

X Il Direttore SC Farmacia
Dr.ssa Michela Pellecchia

Resp. Proc.

A.P

CC COMM
30 NOVEMBRE 2021

Spett.le
SERVIZIO PROVVEDITORATO
S.C.FARMACIA
ARNAS G.BROTZU

C.A.: CAPOFILA Osp. Nuoro
P.C.: Dr.ssa Ambra Pedrazzini

OGGETTO: TEMPORANEA SOSTITUZIONE PRODOTTO

Gentilissimi,

in merito all'ordine u9_F10-2021-9009 del 16/11/2021 vi proponiamo l'invio del cod. F7820W/V-5 come temporanea sostituzione del cod. F7320W/V.

Alleghiamo la scheda tecnica e rimaniamo in attesa di ricevere vostra gradita accettazione.

La distribuzione di quello aggiudicato verrà garantita a partire dalla metà del mese di dicembre.


Cordiali saluti

Fiab SpA

segreteria commerciale Italia
claudia capecchi
tel. 0558497928

F7820W/V – F7820PW/V – F7820NW/V

PIASTRE MONOUSO BIPARTITE TIPO REM PER ELETTROCHIRURGIA COMPLETE DI CAVO DI COLLEGAMENTO
DISPOSABLE SPLIT REM TYPE GROUNDING PLATES FOR ELECTROSURGERY WITH CONNECTION CABLE



Le piastre monouso bipartite tipo REM con gel solido incorporato e cavo di collegamento con terminale tipo Valleylab hanno caratteristiche che le rendono altamente affidabili nelle pratiche elettrochirurgiche. La sicurezza del prodotto è garantita dall'ampia superficie di contatto, dal gel adesivo a bassissima impedenza, dalla massima tollerabilità del gel e del supporto adesivo medicale che impedisce lo scollamento involontario dalla cute del paziente. La loro superficie bipartita le rende idonee al collegamento con elettrobisturi dotati di sistemi di controllo della continuità del circuito di ritorno. Il confezionamento in buste speciali di alluminio permette un'adeguata conservazione. Sono disponibili in dimensioni ADULTI, PEDIATRICHE e NEONATALI. Prodotto senza lattice.

FIAB disposable split ground pads with incorporated solid gel and cable - valleylab type connector, have features that make them absolutely reliable during electrosurgical operations. Product's safety is guaranteed by a wide active surface, very low impedance adhesive gel, a good gel durability and a medical adhesive support that avoids undesired coming off. The divided conductive surface is suitable for the connection with electrosurgical unit with REM feature. Packaging in special aluminium pouches allows an adequate pad maintenance. They are available in ADULT, PEDIATRIC and NEONATAL sizes. The products are Latex-free.

CARATTERISTICHE TECNICHE – TECHNICAL FEATURES

MODELLO MODEL	F7820W/V adulti / adult	F7820PW/V pediatrica / paediatric	F7820NW/V neonatale / neonatal
PESO DEL PAZIENTE PATIENT'S WEIGHT	≥15 Kg	<15 Kg ≥5 Kg	<5 Kg
MATERIALI MATERIALS	foam: PE-foam gel: Hydrogel		
DIMENSIONI DIMENSIONS	202 x 105 mm	148 x 90 mm	88 x 74 mm
SUPERFICIE TOTALE TOTAL SURFACE	212 cm ²	133 cm ²	65 cm ²
SUPERFICIE ATTIVA ACTIVE SURFACE	118 cm ²	72 cm ²	33 cm ²
ATTACCO CON CAVO CONNECTION WITH CABLE	UNIVERSALE - Terminale tipo Valleylab - Piastre tipo Rem UNIVERSAL - Valleylab type connection - Rem type devices		
LUNGHEZZA CAVO CABLE LENGTH	300 cm		
IMPEDENZA @ 200 kHz IMPEDANCE @ 200 kHz	<14,0 Ohm	<17,0 Ohm	
MAX. TEMP:	<3,5 C° @ 700 mA	<3,0 C° @ 500 mA	<2,5 C° @ 350 mA
CONFORMITÀ ALLA NORMATIVA COMPLIANCE TO STANDARDS	Direttiva 93/42/CEE (D.L. 46/97) e succ. modifiche. Dispositivo medico in classe IIb Directive 93/42/EEC and amendments. Class IIb medical device		
STANDARD DI SICUREZZA SAFETY STANDARDS	EN 60601-2-2, EN ISO 10993-1		

CONFEZIONAMENTO – PACKAGING

CONFEZIONE PRIMARIA PRIMARY PACKAGING	Singola in busta termosaldada di alluminio e polietilene – NON STERILE Singly packaged in sealed aluminium and polyethylene pouch – NOT STERILE
CONFEZIONE DI VENDITA SALE PACKAGING	25 pezzi in scatola di cartone 25 pcs in carton box
IMMAGAZZINAMENTO STORAGE	Temperatura: +5°C ÷ +35° C – Umidità relativa: 20% ÷ 80% Temperature: +5°C ÷ +35° C – Relative humidity: 20% ÷ 80%
SCADENZA EXPIRY	Riportata sulla confezione – 36 mesi dalla data di produzione Printed on packaging – 36 months from production

ALTRE CONFIGURAZIONI – OTHER CONFIGURATIONS

MODELLO MODEL	CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES	CONFEZIONAMENTO PACKAGING
F7820W/V-5	Come F7820W/V con cavo di 5 metri - As F7820W/V with 5 mts cable	Vedi F7820W/V - See F7820W/V
F7820PW/V-5	Come F7820PW/V con cavo di 5 metri - As F7820PW/V with 5 mts cable	Vedi F7820PW/V - See F7820PW/V